

台灣種豬場場內檢定之生長與超音波性狀檢定作業執行與驗證注意事項

- 一、參加場內檢定豬場進行磅重作業時，應使用存放於各場之 20kg 標準砝碼進行設備校正，標準砝碼於使用後應徹底清潔消毒後妥善存放。
- 二、各場檢定用之磅秤，於使用後應清洗消毒並乾燥。
- 三、各場應準備乾淨工作服與膠鞋，供委託外部合格超音波技術師及驗證專家使用。
- 四、委託外部合格超音波技術師及驗證專家進入場內檢定參檢豬場前，應於適當處所先行洗浴換裝(以由各參檢豬場提供洗浴設備為原則)，俾確保於進場前完成洗浴換裝及更換清潔膠鞋等作業。
- 五、於場內進行超音波性狀檢定以使用各場自有儀器設備為優先，倘由委託外部合格超音波技術師或驗證專家團隊提供儀器設備，應儘量固定專場專用，並確實消毒清潔。
- 六、委外場內檢定技術人員及驗證專家於不同豬場進行檢定及驗證等作業時，各場間隔至少一週，並應嚴守國家檢疫規定，自國外返國後須自行隔離一週再行進場。